



CH ARDECHE-
NORD
1 Rue du Bon
Pasteur - BP119
07103 ANNONAY
CEDEX

**Bon de commande
consommable au laboratoire**

Ref : CHAN.TOUS.ACH.DE.002.01

Version : 01

Applicable le : 20-01-2024



❖ Ce document est consultable dans le manuel de prélèvement

A utiliser à partir de JANVIER 2024

SERVICE :

DATE :

Nom du demandeur :

REFERENCES			Conditionnement	QUANTITE DEMANDEE
Tube héparine Lithium (Bouchon vert)			Paquet de 100	
Tube EDTA (Bouchon violet)			Paquet de 100	
Tube Fluorure de Na (Bouchon gris)			Paquet de 100	
Tube sec AVEC gel (Bouchon jaune)			Paquet de 100	
Tube purge (Bouchon transparent)			Paquet de 100	
Tube Citrate CTAD 3.5 ml (Bouchon bleu) à conserver à l'abri de la lumière			Paquet de 50	
Tubes pédiatriques	• Tube pédiatrique Héparine (Bouchon vert)		Paquet de 50	
	• Tube pédiatrique EDTA (Bouchon violet)		Paquet de 50	
	• Tube pédiatrique Fluoré (Bouchon gris)		Paquet de 50	
	• Tube pédiatrique CTAD 2 ml (Bouchon bleu) à conserver à l'abri de la lumière		Paquet de 50	
	• Tube pédiatrique sec (Bouchon jaune)		Paquet de 50	
Aiguille vacutainer verte 21 G 0.8 X 32			Boite de 48	
Aiguille vacutainer noire 22G 0.7 X 32			Boite de 48	
Corps de prélèvement à vis / tulipe (1 sac = 250 unités)			Unité	
Adapteur luer pour corps de prélèvement (Aiguille Bleue)			Boite de 100	
Unité de prélèvement à ailettes 21 G ADULTES (Verte)			Boite de 50	
Unité de prélèvement à ailettes 23 G PEDIATRIE (Bleue)			Boite de 50	
Seringue gaz du sang auto remplissage sans aiguille 956-610 (1 boîte = 100 unités)			Unité	
Seringue gaz du sang auto remplissage avec aiguille 956-623 (1 boîte = 100 unités)			Unité	
Seringue gaz du sang aspirator sans aiguille 956-622 (1 boîte = 100 unités)			Unité	
Flacon hémoculture Aérobie (Bact/ALERT SA) à conserver à l'abri de la lumière			Unité	
Flacon hémoculture Anaérobie (Bact/ALERT FN) à conserver à l'abri de la lumière			Unité	
Flacon hémoculture pédiatrique (Bact/ALERT PF)			Unité	
Capot pour prélèvement d'hémoculture Adapter Cap (Un sac = 40 unités)			Unité	



CH ARDECHE-
NORD
1 Rue du Bon
Pasteur - BP119
07103 ANNONAY
CEDEX

**Bon de commande
consommable au laboratoire**

Ref : CHAN.TOUS.ACH.DE.002.01

Version : 01

Applicable le : 20-01-2024



REFERENCES		Conditionnement	QUANTITE DEMANDEE
Dispositif de prélèvement pour dépistage COVID19/Grippe/VRS : écouvillon fin + milieu de transport		Unité	
Ecouvillon Eswab pour la bactériologie (Bouchon rose)		Unité	
Ecouvillon Eswab (Pédiatrie, ophtalmologie, urétrale...) (Bouchon orange)		Unité	
Ecouvillon Fecalswab (Bouchon vert)		Unité	
Ecouvillon pour PCR CHLAMYDIA VAGINAL (Kit PCR rose)		Unité	
Ecouvillon pour PCR CHLAMYDIA URINE (Kit PCR jaune)		Unité	
Tube Urine Biochimie (Bouchon marron)		Unité	
Tube Urine Bactériologie (tube borate bouchon kaki)		Unité	
Flacon Urine 120ml avec prise sous vide (Bouchon bleu)		Unité	
Flacon Urine 60ml (Bouchon rouge)		Unité	
Pot stérile à coproculture (Bouchon rouge)		Unité	
Cantine 2 Litres		Unité	
Tubes coniques stériles pour LCR		Unité	
Bandelettes urinaires		Boite de 100	
Bandelettes Glycémie		Boite de 50	
Contrôle pour glycémie (2 niveaux)		Unité	
Bandelettes Cétone		Boite de 50	
Contrôle pour Cétonémie :			
- Niveau 1		Unité	
- Niveau 2		Unité	
- Niveau 3		Unité	
Sachet de transport d'examen (Transparent Liasse de 50 unités)		Unité	
Sachet « ROUGE » pour examens « urgences vitales » (Liasse de 50 unités)		Unité	
Sachet « JAUNE » pour les urgences, pédiatrie, urgences organisationnelles (Liasse de 50 unités)		Unité	